

FFP2 Masken

made in Augsburg

Die hochwertigen Vliesstoffe unserer fünfzähligen Masken sowie alle weiteren Materialien beziehen wir ausschließlich von deutschen Lieferanten.

Der eingebettete Nasenbügel bietet besonderen Tragekomfort und die ultraschallverschweißten Ohrenbänder sorgen für einen sicheren Sitz der Maske.



Masken anfragen online unter www.jaecklin-medical.de oder telefonisch: 0821 808470

Mit dem Aufbau unserer Produktparte Jäcklin Medical haben wir uns zum Ziel gesetzt die Produktion von FFP Masken aus Fernost zurück nach Deutschland zu holen.

Masken in top Qualität für medizinisches Personal und Pflegekräfte, Persönliche Schutzausrüstung, industriellen Atemschutz und für alle, die sich und ihre Familie besonders schützen möchten.

Material

Herstellung aus vier Lagen hochwertiger Vliesstoffe und einer Lage Meltblown.

Produktion

Herstellung auf einer hochmodernen deutschen CE-Produktionsmaschine.

Individualisierung

Individuelle Anpassungen z. B. durch Schriftzug oder Logo

Arbeitsplätze

Beschäftigung von qualifiziertem Personal am Standort Augsburg.

Qualitätskontrolle

Die Maskenqualität wird produktionsbegleitend auf unserem Filtermedienprüfstand sichergestellt.

Verfügbarkeit

Monatliche Produktionskapazität von ca. 800.000 Masken.



Jäcklin Medical

hochwertige FFP2 Masken made in Augsburg

Seit 1935 produzieren wir am Standort Augsburg als Zulieferer für die internationale Industrie. Unser ISO-9001-zertifiziertes Familienunternehmen steht in dritter Generation für Zuverlässigkeit und Qualität.



Masken anfragen online unter www.jaeklin-medical.de oder telefonisch: 0821 808470

Maskenbestellung

Verpackungseinheiten

Unsere Masken sind in folgenden Verpackungsgrößen erhältlich:

- Mindestbestellmenge:
300 Stück
- Weitere Bestelleinheiten:
800 Masken (Karton)
12.800 Masken (EURO Palette)

Preise auf Anfrage.

Jäcklin GmbH

Unterer Talweg 50, 86179 Augsburg

Telefon 0821 80847 0

E-Mail info@jaecklin-medical.de

www.jaeklin-medical.de

